



INSTRUEQUIPOS S.A.

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOS
DESCARTABLES - DROGUERIA

IGUAZU 218/220 (1437) CAPITAL FEDERAL TEL.: 4911-3051 FAX: 4912-0119

e-mail: info@instruequipos.com.ar

C.U.I.T. 33-56829370-9

I.B. 901-912870-6



Little PAL™ Stirrups

Pacientes entre 3 y 6 años.

Soporta hasta 73 kg (160 libras)



Junior PAL™ Stirrups

Pacientes entre 7 y 11 años.

Soporta hasta 113 kg (250 libras)





INSTRUEQUIPOS S.A.

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS MEDICO QUIRURGICOS
DESCARTABLES - DROGUERIA

IGUAZU 218/220 (1437) CAPITAL FEDERAL TEL.: 4911-3051 FAX: 4912-0119
e-mail: info@instruequipos.com.ar
C.U.I.T. 33-56829370-9 I.B. 901-912870-6

Gin/Uro/Lap

Junior PAL™ & Little PAL™ Paediatric Stirrups

Diseño eficaz y natural que se adapta a la anatomía pediátrica

Colocación de las piernas sencilla, cómoda y segura para pacientes pediátricos. Los ajustes de aducción y litotómicos simultáneos se realizan fácilmente gracias a una única manilla mientras se mantiene el campo estéril. La bota se ajusta con una única abrazadera facilitando la colocación.

- **Diseño de la bota pediátrica:** bota especial diseñada para adaptarse a la anatomía pediátrica y sostiene la pantorrilla, tobillo y talón pediátricos en posición natural.
- **Bota flotante:** bota estándar de autoajuste que minimiza la presión en la pantorrilla al mover el stirrup.
- **Clamshell Pad reutilizable:** encapsula completamente el pie, tobillo y pantorrilla para proteger, amortiguar y reducir la presión en esas zonas.
- **Indicadores visuales:** ayuda a asegurar la colocación precisa.
- **Rango litotómico:** ajuste el stirrup en cualquier posición entre +90° y -35° litotomías.
- **Rango de abducción:** ajuste el stirrup en cualquier posición entre +25° y -9° abducciones.

#A-10055 Paediatric Stirrups Package (1 par de Junior PAL + 1 par de Little PAL)

#A-10056 Junior PAL Stirrups (1 par)

#A-10057 Little PAL Stirrups (1 par)

Opciones de Stirrup *Seleccione una opción*



#A-10056
Junior PAL Stirrups
1 par



#A-10057
Little PAL Stirrups
1 par

Qué se incluye *Seleccione una opción*



#A-10058
Junior PAL Clamshell Pad
1 par incluido



#A-10059
Little PAL Clamshell Pad
1 par incluido

Qué es necesario *Seleccione una opción*



#A-40041 (EU)*
Easy Lock™ Blade Clamp
2 necesarios



#O-RC2XUK (EU/UK)*
Rail Clamp
2 necesarios

Qué es opcional



#A-30015
Stirrup Cart



Easy Catcher™
Disposable System
Caja de 10
Consulte la página 57

*Especifique el tipo de riñ: EU, UK, US. Consulte la página del producto para otros números de pieza.
Almohadillas no incluidas.